



HEALTH CARE MONITOR VP 3370-3371

Sistema di Telemonitoraggio dei Parametri Vitali



HEALTH CARE MONITOR VP 3370-3371

Sistema di Telemonitoraggio dei Parametri Vitali

L'Health Care Monitor Vitaphone, disponibile nelle versioni VP 3370 e VP 3371, funge da unità di raccolta dei dati provenienti da differenti dispositivi di controllo periferici (misuratore della pressione arteriosa, bilancia, saturimetro, elettrocardiografo, ecc.) e ne consente la trasmissione automatica alla struttura ospedaliera o al medico specialista di riferimento.

La possibilità di configurazione da remoto così come le funzioni audio integrate, permettono al paziente di comunicare in maniera semplice ed interattiva con il monitor e di trarre vantaggio da una serie di altre funzioni come i promemoria, la comunicazione dei sintomi clinici al proprio medico e il controllo dell'andamento della terapia farmacologica, a tutto vantaggio della sua qualità di vita.

Indicazioni d'uso:

L'Health Care Monitor VP 3370-3371 si rivolge principalmente ai pazienti cronici o a coloro che, a seguito di interventi chirurgici, hanno la necessità di far monitorare a distanza uno o più parametri vitali, contando sul consulto di un medico specialista o di un intero staff ospedaliero.

Le categorie maggiormente interessate sono:

- i cardiopatici: scompensati, sottoposti ad interventi cardiocirurgici, ecc.
- i pazienti che soffrono di BPCO
- i pazienti con problemi di ipertensione
- i pazienti diabetici
- i pazienti anziani che spesso soffrono di più patologie contemporaneamente.

Grazie al Monitor Vitaphone 3370/3371 i pazienti possono rimanere comodamente a casa e godere di una completa libertà di movimento, grazie alla funzione di trasmissione continua dei dati via Bluetooth.

Molto facile da maneggiare, dotato di menu grafici estremamente semplici ed integrazione audio dei messaggi visualizzati a video, questo dispositivo si presta ad essere ben accettato dai suoi utilizzatori.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- *Ampio display a colori, di facile lettura, semplice da maneggiare, con feedback audio.*
- *Configurazioni personalizzate per consentire l'interazione del paziente e funzioni di promemoria.*
- *Interfaccia Bluetooth, seriale e IrDA per trasmissione locale dei parametri vitali.*
- *Trasmissione dati sicura via SSL (trigger evento e/o su base temporale).*
- *Configurazione da remoto.*
- *Connessione mediante rete telefonica fissa (modello Vitaphone 3370) o rete telefonica mobile (modello Vitaphone 3371).*