


Oyster ECG Manager

Software di gestione dei tracciati ECG

Benvenuto **dott. B. Severino** il tuo ruolo è **Doctor** , oggi è **Mercoledì 26 Novembre 2008**


Assegnazioni (in scadenza)

Inizio	Fine	Dispositivo	Paziente	Medico referante	Percentuale	Giorni
23/10/2008	23/11/2008	SN: 083096	Carlo Rossi	dott. Bianchi Severino	Scadenza assegnazione raggiunta	3 giorni di ritardo
29/08/2008	29/11/2008	SN: 082853	Giacomo Verdi	dott. Rosa Gigli	97%	3 giorni alla restituzione
29/10/2008	29/11/2008	SN: 082891	Matteo Gialli	dott. Bianchi Severino	92%	3 giorni alla restituzione
30/10/2008	30/11/2008	SN: 083263	Giulia Galli	dott. Rosa Gigli	95%	4 giorni alla restituzione

4 Trovati

Trasmissioni (non lette o non referotate)

Ricevuta il	Assegnazione Relativa	Medico referante
26/11/2008	Ceccon R. - SN: 065368	dott. Bianchi Severino
25/11/2008	Pinna Ermes - SN: 086936	dott. Rosa Gigli
25/11/2008	Scanferla G. - SN: 089012	dott. Bianchi Severino
24/11/2008	Bigarella Marco - SN: 086806	dott. Rosa Gigli

Tel: +39 049 7800837
E-Mail: info@eumaco.it
Website: www.eumaco.it

Benvenuto **dott. Bianchi** il tuo ruolo è **doctor** , oggi è **Mercoledì 26 Novembre 2008**

Elenco Trasmissioni ECG Ricevute

Ricevuta il	Assegnazione Relativa	Referto Medico	Medico referante	Stampata?
26/11/2008 alle ore 08:34:45		No		No
25/11/2008 alle ore 13:19:07	- SN: 086936	No		No
25/11/2008 alle ore 07:36:14	- SN: 089012	No		No
24/11/2008 alle ore 19:57:32	- SN: 086806	No		No
24/11/2008 alle ore 13:02:40	- SN: 065368	No		No
24/11/2008 alle ore 08:51:27	- SN: 083072	No		No
23/11/2008 alle ore 18:17:21	- SN: 086936	No		No
22/11/2008 alle ore 13:54:18	- SN: 082990	No		No
22/11/2008 alle ore 13:29:11	- SN: 086936	No		No
22/11/2008 alle ore 09:25:28	- SN: 065443	No		No
21/11/2008 alle ore 19:06:49	- SN: 086936	No		No
21/11/2008 alle ore 14:38:00	- SN: 083263	No		No
21/11/2008 alle ore 13:12:40	- SN: 089159	No		No
21/11/2008 alle ore 11:34:06	- SN: 089098	No		No
21/11/2008 alle ore 08:39:18	- SN: 082952	No		No

110 Trovati 1 2 3 ... 8 Next

Oyster ECG Manager

Software di gestione dei tracciati ECG

Oyster ECG Manager è un'applicazione che supporta i medici e il personale ospedaliero nell'utilizzo dei prodotti di Telecardiologia distribuiti da Eumaco Engineering.

Oyster consente, grazie ad una semplice interfaccia web, di amministrare l'elenco delle trasmissioni, dei dispositivi, dei pazienti e del personale incaricato alle operazioni di monitoraggio.

Avrete a disposizione un agile strumento, in grado di organizzare e gestire in modo intuitivo le assegnazioni dei dispositivi ai pazienti, evidenziando la percentuale di completamento del periodo di assegnazione e l'eventuale ritardo nella restituzione del dispositivo.

Caratteristiche generali:

Grazie alla funzione di ricezione automatica delle trasmissioni ECG potrete concentrarvi soltanto su ciò che più conta: l'analisi e la refertazione dei tracciati.

Il sistema di generazione reports fornito da Oyster, vi darà la possibilità di archiviare e stampare agevolmente tutti i dati elettrocardiografici raccolti durante il periodo di monitoraggio unitamente alla refertazione medica e, vi consentirà all'occorrenza di elaborare e progettare, col nostro supporto, analisi statistiche sui dati raccolti.

Oyster è un'applicazione online. Questo significa che, se lo vorrete, potrete consultare, monitorare e refertare i tracciati elettrocardiografici dei vostri pazienti ovunque voi siate.

Le caratteristiche tecnologiche di Oyster ECG Manager permettono di integrarlo facilmente con il sistema informativo della vostra struttura, consentendo di usufruire delle informazioni già presenti nelle cartelle cliniche dei vostri pazienti.

Funzioni principali:

Anagrafica pazienti

Gestione assegnazioni

Ricezione automatica e gestione trasmissioni

Refertazione trasmissioni e generazione report PDF

Generazione report riepilogativo di fine assegnazione

Servizio di notifica ricezione nuovi tracciati via mail