

Fast ECG



FAST ECG è un innovativo dispositivo per l'acquisizione del tracciato ECG a riposo.

Con FAST ECG il posizionamento degli elettrodi precordiali è sempre anatomicamente corretto, indipendentemente dalle dimensioni del torace del paziente .

Disponibile nella versione adulti e pediatrica.

FAST ECG è una fascia toracica per elettrodi precordiali che può essere utilizzata con qualunque elettrocardiografo sostituendo i tradizionali elettrodi a suzione o adesivi.

Caratteristiche del prodotto:

Dispositivo: gomma siliconica per applicazioni biomedicali

Elettrodi: ottone con trattamento di Ag/AgCl

Marchio CE secondo la direttiva 93/42

Cod. FE2607 Versione adulti per toraci da oltre 75 cm.

Cod. FAST J Versione pediatrica per toraci da 60 a 75 cm.

Dotazione:

- Fascia "FAST ECG"
- Borsa per conservazione e trasporto
- Spray Conduttivo
- Manuale d'uso

