

## DOMICILIO



### ACQUISIZIONE ECG



### TRASMISSIONE



### RICEZIONE ECG



1. REGISTRAZIONE DELL'ECG A DOMICILIO
2. TRASMISSIONE DEL TRACCIATO SU CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
3. RICEZIONE DELL' ECG IN FORMATO .pdf
4. STAMPA DEL REFERTO

## DOMICILIO

### ACQUISIZIONE ECG




### TRASMISSIONE



### CARICAMENTO WORKLIST





### REFERTO



## STRUTTURA OSPEDALIERA

### SERVER DICOM



1. POSSIBILITA' DI IMPORTAZIONE DI DICOM WORKLIST
2. REGISTRAZIONE DEL TRACCIATO DELL'ECG A DOMICILIO
3. TRASMISSIONE DEL TRACCIATO SU SERVER DICOM