

PULSOXIMETRO OXY-4 - blu

Codice:	35091
Categoria:	Pulsoximetri da dito
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	1844279
CND:	Z1203020408
EAN13:	8023279350913



Descrizione:	<p>Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.</p> <ul style="list-style-type: none">- misura precisa della SpO2 e del battito- display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici- gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm- display orientabile in 4 direzioni- accensione e spegnimento automatico- funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA- indicazione del livello di carica della batteria- resistente all'ingresso di liquidi ed alle cadute- manuale in 8 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL.
Caratteristiche tecniche:	<ul style="list-style-type: none">• Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm