

## Fast ECG



**FAST ECG è un innovativo dispositivo per l'acquisizione del tracciato ECG a riposo.**

**Con FAST ECG il posizionamento degli elettrodi precordiali è sempre anatomicamente corretto, indipendentemente dalle dimensioni del torace del paziente .**

**Disponibile nella versione adulti e pediatrica.**

**FAST ECG è una fascia toracica per elettrodi precordiali che può essere utilizzata con qualunque elettrocardiografo sostituendo i tradizionali elettrodi a suzione o adesivi.**

### **Caratteristiche del prodotto:**

**Dispositivo: gomma siliconica per applicazioni biomedicali**

**Elettrodi: ottone con trattamento di Ag/AgCl**

**Marchio CE secondo la direttiva 93/42**

**Cod. FE2607 Versione adulti per toraci da oltre 75 cm.**

**Cod. FAST J Versione pediatrica per toraci da 60 a 75 cm.**

### **Dotazione:**

- Fascia "FAST ECG"
- Borsa per conservazione e trasporto
- Spray Conduttivo
- Manuale d'uso

