

STEPP Sistema per il telemonitoraggio da remoto

Con **STEPP** il paziente può effettuare autonomamente le misurazioni con i dispositivi assegnati che, collegati via Bluetooth con il gateway oppure dotati di modulo GSM integrato, inviano i dati direttamente alla piattaforma. Accedendo al sito web, il medico, potrà gestire le assegnazioni e visualizzare le trasmissioni ricevute. Grazie alla molteplicità dei dispositivi integrabili, si possono ottenere informazioni affidabili e complete sullo stato di salute del paziente seguendo le sue particolari esigenze.

DESTINAZIONE D'USO

Sistema di telemonitoraggio da remoto destinato a pazienti scompensati che richiedono una costante attenzione da parte del personale sanitario.

SOLUZIONI POSSIBILI


STEPP (Pulsiossimetro + Termometro + ECG Recorder (Loop/Event) + Misuratore di Pressione + Bilancia);

ECG (Event Recorder PM100 + Loop Recorder CM100 XT);

Custom (a seconda delle specifiche richieste).

DISPOSITIVI INTEGRABILI

- Pulsiossimetro;
- Termometro digitale;
- Misuratore di pressione;
- Recorder (loop/event);
- Spirometro;
- Glucometro;
- Bilancia digitale;
- Misuratori INR;
- ECG.



OYSTER - ECG and More Software di gestione dei tracciati ECG e del sistema di telemonitoraggio



OYSTER-ECG & More è la piattaforma web-based che offre supporto agli operatori sanitari nella gestione dei dispositivi di telemonitoraggio **STEPP**. È progettato per amministrare con facilità i dispositivi, le trasmissioni, i dati dei pazienti e gli accessi del personale incaricato del telemonitoraggio. Oyster è un dispositivo medico certificato, costantemente aggiornato e migliorato, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli operatori sanitari e alle norme in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it