

PULSOXIMETRO OXY-110

Codice:	34341
Categoria:	Pulsoximetri
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	1698835
CND:	Z1203020408
EAN13:	8023279343410



Descrizione: PULSOXIMETRO OXY 110

- display TFT autorotante da 3,5" per SpO₂, PI, plestimogramma, PR, e temperatura (necessita 35170)
- tecnologia brevettata MoveOxy™ SpO₂, con rimozione dell'artefatto e protezione contro il movimento
- varia scelta di sonde SpO₂, per adulti, bambini e neonati
- batterie al litio (pile allo ione litio) integrate che consentono più di 20 ore di monitoraggio continuo
- limite di allarme, livello di tono passo, tono dei tasti e luminosità regolabili
- più di 1.000 ore di SpO₂ di archiviazione
- opzionale termometro auricolare a infrarossi

Fornito con sonda per adulti, base per ricarica, cavo USB.

Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES.

Caratteristiche tecniche:	Tecnica: LED a due lunghezze d'onda Campo saturazione di ossigeno: da 30 a 100% ± 3% Campo pulsazioni: da 30 battiti per minuto a 250 battiti per minuto ± 3% Campo indice perfusione (PI): da 0,2 a 20% Schermo: TFT da 3,5" Archivio dati: più di 1.000 ore Modalità di misurazione: continua o saltuaria Alimentazione: batterie litio Carica: supporto per ricarica o cavo USB Dimensione: 158 x 75 x 25 mm - 240 g Caricamento dati: cavo USB o wireless
----------------------------------	--