



## FORA D40g

Strumento che unisce le funzionalità di un misuratore di pressione digitale con quelle di un glucometro

**M+edisanté**



**eumaco**  
Health Care Systems

## INDICAZIONE D'USO

Indicato per il telemonitoraggio da remoto della pressione arteriosa e della glicemia in pazienti diabetici e scompensati.

## CONTENUTO CONFEZIONE

1x Bilancia BP800  
1x Batteria ricaricabile  
1x Cavo USB per la ricarica  
1x Dispositivo pungidito (acquistabile separatamente)  
25x Strisce reattive (acquistabili separatamente)  
50x Lancette monouso (acquistabili separatamente)

## PER MAGGIORI INFORMAZIONI

<https://shop.eumaco.it/shop/telemedicina/fora-d40g-misuratore-pressione-glicemio/>

Il sistema **Fora D40g 3G** è uno strumento che unisce le funzionalità di un misuratore di pressione digitale con quelle di un glucometro. Con un unico dispositivo è quindi possibile monitorare l'andamento della pressione arteriosa e il livello di glicemia di un individuo. Il modulo GSM integrato permette l'invio automatico dei valori registrati al software Oyster – ECG & More per il telemonitoraggio da remoto del paziente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

<b>Dimensioni:</b> 147x105x80 mm	<b>Batteria:</b> ioni di Litio ricaricabile
<b>Peso:</b> 500 g	<b>Durata batteria:</b> fino a 600 misure
<b>Display:</b> 82x79 mm LCD	

### PARAMETRI

PRESSIONE ARTERIOSA	GLICEMIA
<b>Unità di misura:</b> mmHg	<b>Unità di misura:</b> mg/dL, mmol/L
<b>Metodo di misurazione:</b> oscillometrico	<b>Metodo di misurazione:</b> amperometrico
<b>Range Sys:</b> 60 mmHg – 250 mmHg	<b>Range glicemia:</b> 20 mg/dL – 600 mg/dL
<b>Range Dia:</b> 30 mmHg – 180 mmHg	<b>Range ematocrito:</b> 35% – 55%
<b>Range FC:</b> 30 – 199 bpm	<b>Avviso ketone:</b> sì per valori >240 mg/dL
<b>Precisione:</b> ± 3 mmHg ± 2%	<b>Precisione:</b> ± 5 %
<b>Rilevazione battiti irregolari:</b> sì	<b>Strip Test:</b> GOD/0.5µL/5s

### MEMORIA

**Memoria interna:** 800 misurazioni

### TRASMISSIONE DATI

**Modulo GSM:** 2G/3G

### CLASSIFICAZIONE

<b>Classificazione secondo dir. 93/42/CEE:</b> IIa	<b>Marcatura CE:</b> si
<b>Conformità dir. 93/42/CEE:</b> si	<b>Dichiarazione di conformità:</b> si
<b>CND:</b> W0201060102	<b>BD/RDM:</b> 1844852
<b>Garanzia:</b> 12 mesi	

### CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE

**Temperatura:** 10°C – 40°C (utilizzo) / -20°C – 60°C (conservazione)

**Umidità:** 15% – 90% (utilizzo e conservazione)

Seguici anche su:



Eumaco  
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it