



HOLTER TM-2440

L'holter TM-2440 è indicato per il monitoraggio dinamico non invasivo nelle 24 e 48 ore

MD **CE** 0123



AND
Discover Precision

 **eumaco**
Health Care Systems



INDICAZIONE D'USO

L'holter TM-2440 è indicato per il monitoraggio dinamico non invasivo nelle 24 e 48 ore per i centri per la diagnosi e la cura dell'ipertensione arteriosa, medici, farmacie e provider di servizi di telemedicina.

La sua precisione clinicamente validata secondo il protocollo ISO 81060-2 effettuato su popolazione adulta, consente il suo utilizzo sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

CONTENUTO CONFEZIONE

- 1x Registratore TM2440
- 2x Proteggi bracciale riutilizzabile
- 1x Bracciale per adulti
- 1x Borsetta in neoprene per trasporto
- 1x Cintura per borsetta
- 1x Cavo interfaccia USB – PC
- 10x Diari attività pazienti
- 1x Manuale utente

L'**Holter pressorio TM-2440** è uno strumento portatile per il monitoraggio dinamico della pressione arteriosa per un minimo di 24 ore. È indicato per valutare la severità dello stato ipertensivo, l'efficacia del trattamento farmacologico, analizzare il ritmo circadiano e la variabilità della pressione arteriosa. Grazie alle dimensioni e peso estremamente ridotti e alla sua silenziosità, è ben tollerato dai pazienti specialmente durante la fase del sonno notturno. La rilevazione dei valori viene effettuata tramite un algoritmo oscillometrico sviluppato da A&D, per garantire una migliore praticità e completezza dei dati in tutte le tipologie di pazienti esaminati. Uno speciale algoritmo di indicazione dell'aritmia cardiaca (IHB) consente, con una precisione validata, di effettuare lo screening della Fibrillazione Atriale sulla singola misurazione, durante il monitoraggio dinamico.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Dimensioni: 66 x 96 x 24.5 mm	Batteria: 2x AA da 1.5 V
Peso: 122 g	Durata batteria: 200 misurazioni ca
Display: OLED da 0.8"	

PARAMETRI

Range SYS: 60 – 280 mmHg	Metodo di misurazione: oscillometrico
Range DIA: 30 – 160 mmHg	Visualizzazione risultati: si
Range FC: 30 – 200 bpm	Indicazione errori: si

MEMORIA

Memoria interna: 600 misure

TRASMISSIONE DATI

USB: micro USB

CLASSIFICAZIONE

Marcatura CE: si	CND: Z12050404
Classificazione secondo dir. 93/42/CEE: IIa	BD/RDM: 1768416
Conformità dir. 93/42/CEE: si	Garanzia: 12 mesi
Dichiarazione di conformità: si	

CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE

Temperatura: 10°C – 40°C (utilizzo) / -20°C – 60°C (conservazione)
Umidità: 30% – 85% (utilizzo) / 20% – 95% (conservazione)

Seguici anche su:



eumaco
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it