



## BILANCIA BC800

Bilancia digitale che combina le funzionalità classiche con la misura della bioimpedenziometria del soggetto



**ebm**  
Connecting Healthcare



**eumaco**  
Health Care Systems



### INDICAZIONE D'USO

Indicato per il telemonitoraggio della variazione del peso e della composizione corporea, da remoto, di pazienti scompensati.

### CONTENUTO CONFEZIONE

1x Bilancia BC800  
4x Batterie alcaline AAA

### PER MAGGIORI INFORMAZIONI

<https://www.eumaco.it/prodotti/telemonitoraggio-multi-parametrico-stepp/>

Il dispositivo **BC800 3G** è una bilancia digitale che combina le funzionalità classiche con la misura della bioimpedenziometria del soggetto. Con un unico dispositivo è quindi possibile monitorare l'andamento del peso e della percentuale di massa magra, di massa grassa e di acqua, così da individuare precocemente rischi di insufficienza cardiaca attraverso l'osservazione del cambiamento di peso di un individuo. Il modulo GSM integrato permette l'invio automatico dei valori registrati al software Oyster – ECG & More per il telemonitoraggio da remoto del paziente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

<b>Dimensioni:</b> 360x268x23.5 mm	<b>Batteria:</b> 4x 1.5V AAA
<b>Peso:</b> 1.89 kg	<b>Spegnimento:</b> automatico
<b>Display:</b> 96x53 mm LCD	

### PARAMETRI

<b>Unità di misura:</b> kg/lb/st	<b>Range FM:</b> 5% – 85% ± 1%
<b>Parametri misurati:</b> Peso, impedenza corporea ( $\Omega$ )	<b>Range FFM:</b> 13% – 80% ± 1%
<b>Capacità massima:</b> 180 kg	<b>Range H2O:</b> 5% – 85% ± 1%

### MEMORIA

**Memoria interna:** N/D

### TRASMISSIONE DATI

**Modulo GSM:** 2G/3G

### CLASSIFICAZIONE

<b>Marcatura CE:</b> si	<b>Garanzia:</b> 12 mesi
<b>Dichiarazione conformità:</b> si	

### CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE

<b>Temperatura:</b> 10°C – 40°C (utilizzo) / -20°C – 60°C (conservazione)
<b>Umidità:</b> 15% – 90% (utilizzo e conservazione)

Seguici anche su:



 **eumaco**  
Health Care Systems

Tel. +39 049.7800837 • [info@eumaco.it](mailto:info@eumaco.it) • [www.eumaco.it](http://www.eumaco.it)