

Il Sistema Integrato Eumaco per il Telemonitoraggio da Remoto



STEPP

Il nuovo sistema di telemonitoraggio dei parametri vitali (Saturazione, Temperatura, ECG, Pressione, Peso) interconnesso e per la prima volta integrato con il software di gestione Oyster.

OYSTER
ECG & More

eumaco
Health Care Systems



STEPP Sistema per il telemonitoraggio da remoto



STEPP è il nuovo sistema di telemonitoraggio dei parametri vitali (Saturazione, Temperatura, ECG, Pressione, Peso) interconnesso e per la prima volta integrato con il software di gestione Oyster. Il paziente può effettuare autonomamente le misurazioni con i dispositivi assegnati che, collegati via Bluetooth con il gateway oppure dotati di modulo GSM integrato, inviano i dati direttamente alla piattaforma. Accedendo al sito web, il medico, potrà gestire le assegnazioni e visualizzare le trasmissioni ricevute. Grazie alla molteplicità dei dispositivi integrabili, si possono ottenere informazioni dettagliate sullo stato di salute del paziente seguendo le sue particolari esigenze e/o quelle del medico.

DESTINAZIONE D'USO

Sistema di telemonitoraggio da remoto destinato a pazienti che richiedono una costante attenzione da parte del personale sanitario. Il sistema trova applicazione nelle U.O. di Scompenso, Medicina interna, Nefrologia, Ematologia e Oncologia.

SOLUZIONI POSSIBILI

STEPP (Pulsiossimetro + Termometro + ECG Recorder [Loop/Event] + Misuratore di pressione + Bilancia)
ECG (Event Recorder PM100 – Loop Recorder CM100 XT)
Custom (a seconda delle specifiche richieste)

DISPOSITIVI INTEGRABILI

- Pulsiossimetro;
- Termometro digitale;
- Misuratore di pressione;
- Recorder (loop/event);
- Spirometro;
- Glucometro;
- Bilancia digitale;
- Misuratori INR;
- ECG.



DISPOSITIVI CON SIM INTEGRATA



**SOLUZIONE MODULARE WEB-BASED
INTEGRABILE CON ALTRI DISPOSITIVI.**

OYSTER - ECG and More Software di gestione dei tracciati ECG e del sistema di telemonitoraggio



Oyster ECG&More è la piattaforma web-based che offre supporto agli operatori sanitari nella gestione dei dispositivi di telemonitoraggio STEPP. È progettato per amministrare con facilità i dispositivi, le trasmissioni, i dati dei pazienti e gli accessi del personale incaricato del telemonitoraggio. Oyster è un dispositivo medico certificato, costantemente aggiornato e migliorato, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli operatori sanitari e alla norme in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it